

Hoover Muller



塗料・顔料の練肉性、稠度、粒子を評価することができます。

2枚のすりガラス円板の間に顔料とビヒクルの混合物を入れて、一方のガラス円板を回転させて顔料を分散させます。

オートカウンターにより設定回転数で自動停止します。

製品名	回転速度	電源	寸法	重量
フーバーマラー	100 rpm	AC100V	605W×520L×480H (mm)	約60kg

- 構成
- 本体・・・・・・・・・・1台
 - おもり・・・・・・・・・・1式(500g)
 - 収納カバー・・・・・・・・1枚

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。